

ANIMALI DA COMPAGNIA

Esami di laboratorio

CITOLOGIA E ISTOLOGIA

SPECIE	ESAME	CAMPIONE	QTÀ MINIMA	TEMPI DI CONSEGNA	CONSERVAZIONE E TRASPORTO	NOTE	CONSIGLI	Contatti
TUTTE LE SPECIE	Esame citologico	materiale strisciato a fresco al momento del prelievo	2 vetrini		Temperatura ambiente in appositi contenitori portavetrini (se necessario, richiederli al laboratorio)	Indicare la sede, la modalità di campionamento e compilare il modulo di richiesta in tutte le sue parti	Evitare il contatto con vapori di formalina; eseguire più campionamenti dalla stessa lesione e allestire diversi vetrini	Legnaro (Pd) - Laboratorio istopatologia dott.ssa Marta Vascellari tel. 049-8084260/285 e-mail: mvascellari@izsvenezie.it
TUTTE LE SPECIE	Esame citologico dei fluidi	Liquido in K3EDTA e in provetta neutra	Se possibile, 1 ml per provetta	Il prima possibile o al massimo entro 48h	2-8 °C	Indicare la sede, la modalità di campionamento e compilare il modulo di richiesta in tutte le sue parti	Approfondimento sulla citologia dei fluidi: http://goo.gl/9VKFmF	
TUTTE LE SPECIE	Esame immunocitochimico	Vetrini non fissati e non colorati	2 vetrini		Temperatura ambiente in appositi contenitori portavetrini (se necessario, richiederli al laboratorio)	Indicare la sede, la modalità di campionamento e compilare il modulo di richiesta in tutte le sue parti	Evitare il contatto con vapori di formalina; eseguire più campionamenti dalla stessa lesione e allestire diversi vetrini	

SPECIE	ESAME	CAMPIONE	QTÀ MINIMA	TEMPI DI CONSEGNA	CONSERVAZIONE E TRASPORTO	NOTE	CONSIGLI	Contatti
TUTTE LE SPECIE	Esame istologico	Campione bioptico/ chirurgico in formalina tamponata 10%			Temperatura ambiente in appositi contenitori a chiusura. I contenitori possono essere richiesti al laboratorio	Evidenziare i margini chirurgici con coloranti appositi o punti di sutura e specificare la richiesta sull'apposito modulo	Evitare il contatto del campione con le pareti del barattolo; inserire abbondante quantità di formalina; evitare l'uso di contenitori con chiusura a collo di bottiglia	Legnaro (Pd) - Laboratorio istopatologia dott.ssa Marta Vascellari tel. 049-8084260/285 e-mail: mvascellari@izsvenezie.it
TUTTE LE SPECIE	Colorazioni istochimiche	Campione bioptico/ chirurgico in formalina tamponata 10%			Temperatura ambiente	In caso di invio del blocchetto, specificare organo e specie		
TUTTE LE SPECIE	Esame immunoistochimico	Campione bioptico/ chirurgico in formalina tamponata 10% o blocchetto in paraffina			Temperatura ambiente	In caso di invio del blocchetto, specificare organo e specie	L'ipo o l'iperfissazione dei campioni possono determinare artefatti e rendere difficoltosa l'interpretazione (per ulteriori informazioni contattare il laboratorio)	
TUTTE LE SPECIE	Ibridazione in situ	Campione bioptico/ chirurgico in formalina tamponata 10% o blocchetto in paraffina			Temperatura ambiente	In caso di invio del blocchetto, specificare organo e specie	L'ipo o l'iperfissazione dei campioni possono determinare artefatti e rendere difficoltosa l'interpretazione (per ulteriori informazioni contattare il laboratorio)	