



## **PIANI DI CONTROLLO 2011: SPECIFICHE TECNICHE CAMPIONAMENTO POLVERE CON TAMPONI DI TESSUTO**

Dott.ssa Veronica Cibirin; Dott.ssa Lisa Barco, Dott. Francesco Galuppo

Come previsto dalla normativa comunitaria è possibile effettuare il campione di polvere utilizzando tamponi di tessuto di dimensione pari a 900 cm<sup>2</sup> (30x30 cm).

Tali tamponi di tessuto vanno inumiditi prima dell'utilizzo, con acqua peptonata tamponata o soluzione fisiologica e utilizzati per raccogliere la polvere "spolverando" le superfici dell'allevamento

I tamponi possono essere preinumiditi prima di andare/entrare in allevamento e riposti in un sacchetto o barattolo; dopo il prelievo il tampone va rimesso nel suo contenitore correttamente identificato

Informazione per acquistare I tamponi sono fornite su richiesta



Il tampone di  
tessuto viene  
inumidito in  
allevamento



Il tampone di  
tessuto viene  
inumidito  
prima di  
andare in  
allevamento



Confezione di  
tamponi di tessuto

Barattoli ciascuno  
contenente un  
tampone di tessuto  
inumidito

Soluzione fisiologica

## Campionamento in allevamento











